


INSTRUKTIONER

OVITRELLE®

FÖRFYLLED INJEKTIONSPENNA



INJEKTIONSPENNAN



FÖRVARING

Förvara Otrivelle i kylskåp (2° C-8° C).

Får ej frysas.


1

FÖRBERED INJEKTIONSPENNAN FÖR INJEKTION


Före injektionen,
läs alltid
bruksanvisningen
noggrant. Läs även
bipacksedeln i
förpackningen
noggrant.



Tag bort
skyddspappret från
det yttre nålskyddet.



Tryck in injektionspennans gängade
spets i det yttre nålskyddet och
skruva på det yttre nålskyddet tills
det sitter fast ordentligt.



Tag sedan bort det yttre nålskyddet
genom att försiktigt dra i det.

2

STÄLL IN DOSEN

- Ställ in dosen 250 mikrogram genom att vrida dosinställningsknappen medurs tills du kan läsa dosen i dosdisplayen.
- Kontrollera dosen du har ställt in innan du går vidare till nästa steg. Dosdisplayen ska nu visa 250, den dos din läkare har ordinerat dig.



Om du inte ser 250 i dosdisplayen, fortsätt att vrida dosinställningsknappen tills du ser 250.

3

INJICERA DOSEN

- Välj injektionsställe enligt instruktion från din läkare eller sjuksköterska. Rengör huden.
- Tag försiktigt av det inre nålskyddet.
- Stick in nålen långsamt i huden och tryck sedan in dosinställningsknappen så långt det går. Låt nålen vara kvar i huden med dosinställningsknappen intryckt i minst 5 sekunder.
- Behåll dosinställningsknappen intryckt när du drar ut nålen ur huden.
- Siffran som visas i dosdisplayen återgår till 0. Detta indikerar att hela dosen har givits.



EFTER ATT DU INJICERAT TA AV NÅLEN EFTER VARJE INJEKTION!

- Sätt tillbaka det yttre nålskyddet på nålen
- Skruva av nålen genom att vrida nålskyddet motsols
- Sätt nu tillbaka skyddshylsan på injektionspennan

varunummer: 489459




Läs bipacksedeln före användning.

Ovitrelle® (korigonadotropin alfa). Rx. Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 250 mikrogram. Indikationer: behandling av vuxna kvinnor som genomgår superovulation för assisterad reproduktionsteknologi (ART) som in vitro fertilisering (IVF): Ovitrelle administreras för att inducera slutgiltig follikelmognad och luteinisering efter stimulering av follikeltillväxt. Behandling av anovulatoriska eller oligo-ovulatoriska vuxna kvinnor: Ovitrelle administreras för att inducera ovulation och luteinisering hos anovulatoriska eller oligo-ovulatoriska kvinnor efter stimulering av follikeltillväxt. Omfattas av läkemedelsförsäkringen. För övrig information var god se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé 09/2018

Vår vision är att utveckla och marknadsföra innovativa, lättanvända produkter för att hjälpa barnlösa par i varje del av behandlingen, från follikelutveckling till tidig graviditet.





Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna
Tel 08-562 44 500
www.merck.se

QR-kod till Ovitrelle
broschyren:

